



ELISA 20× 洗涤缓冲液

产品信息

货号：CEB-C001

规格：50 mL/瓶

用途：ELISA 20× 洗涤缓冲液是用于消除 ELISA 检测中可能引起背景检测和干扰的不必要或未结合的成分的溶液。适配大部分 ClinMax™ 的 ELISA 试剂盒，但不是全部。详情咨询 ACRO 技术支持。

存储条件

将未开封的产品存储在 2-30 °C 温度下。请避免在产品的过期日期之后使用。对于已开封的产品，可在 2-8°C 温度下，保存 30 天。

工作液的制备

1×Washing Buffer：用超纯水/去离子水/蒸馏水将 50 mL ELISA 20× 洗涤缓冲液稀释至 1000 mL。

注意事项

本产品仅供科研使用，不用于诊断或治疗应用。

请勿在产品标签上指示的到期日期之后使用本产品。

生产企业：百斯医学诊断科技（北京）有限公司

生产地址：北京经济技术开发区永昌北路 3 号永昌工业园 3 号楼 8106-8107

电话：010-67855298-8147

邮箱：IVD.AcroDiagnostics@acrobiosystems.com

销售企业：北京百普赛斯生物科技股份有限公司

地址：北京经济技术开发区宏达北路 8 号 5 号楼 4 层

电话：400-682-2521（全国） 010-53681107（北京）

邮箱：order.cn@acrobiosystems.com